



ORLIMAN®

Kids

# ANNEAUX CLAVICULAIRES

Épaule/Bras



## ■ Domaines d'application :

Traumatologie, Post-opératoire.

## ■ Indications :

Luxation de l'articulation acromio-claviculaire, Fracture ou traumatisme de la clavicule avec ou sans déplacement.

## ■ Caractéristiques :

- Sangle acromio-claviculaire avec système d'attaches dorsales auto-agrippantes.
- Traction réglable.
- Confort assuré par les épaulières molletonnées.

TVA

20 %

LPPR

Non remboursé.



## CARRURE

Mesurer à mi-hauteur entre la naissance du pli du bras et l'épaule.

## ■ Tableau de taille :

Taille	Carrure	ACL 13	Référence
Pédiatrique	< 24 cm	34010.4871476.3	EB1110.B1
Enfant	25 - 30 cm	34010.4871482.4	EB1110.B2

**DISTRIBUTEUR FRANCE : SM EUROPE**  
 Z.A. La Herbetais - 35520 La Mézière (France)  
 Tél. : 02 99 66 41 41 - Fax : 02 99 66 41 31  
 smeurope@smeurope.fr - [www.orliman.fr](http://www.orliman.fr)  
 Siret : 420574626 RCS Rennes

Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la directive 93-42-CE modifiée par la directive 2007-47-CE. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à un professionnel de santé. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Fabricant : Orliman S.L.U. - Distributeur France : SM Europe. v.15/09/2017





ORLIMAN®

Kids

# ANNEAUX CLAVICULAIRES

Épaule/Bras



## ■ Conseil de sécurité :

La conception et le développement du produit prennent en compte les exigences essentielles de la Directive 93/42 modifiée. SM Europe a réduit au maximum les risques d'allergies à travers le choix des matériaux sachant qu'une réaction allergique est un phénomène pathologique lié à une hypersensibilité à une substance habituellement sans danger pour la santé.

### Prévention :

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée non protégée. Protéger toute partie du corps où un antalgique en crème ou en pommade a pu être appliqué avant la mise en place du produit. Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

### Consignes :

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou des réactions inhabituelles.

## Composition :

Intérieur : 100% polyuréthane.  
Biais : 100% coton. Extérieur :  
100% polyester. Sans latex ni  
phtalate.

## ■ Mise en place :

Positionner les 2 sangles acromio-claviculaires sur les épaules en prenant garde à protéger les aisselles. Régler le système d'attaches dorsales pour un positionnement entre les 2 omoplates. Terminer la mise en place en passant les velcro® à travers les boucles du système d'attaches dorsales. Ajuster le réglage.

## Entretien :

Nettoyage à la main et au savon  
(max. 30°C),  
Rincer soigneusement.  
Laisser sécher à l'air libre.  
Ne pas mettre au sèche-linge.  
Ne pas javelliser.  
Ne pas utiliser de détergent.  
Conserver le produit à  
température ambiante.



Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la directive 93-42-CE modifiée par la directive 2007-47-CE. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à un professionnel de santé. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Fabricant : Orliman S.L.U. - Distributeur France : SM Europe. v.15/09/2017

