



ORLIMAN®

L'ÉVOLUTIVE

Rachis lombaire



■ Domaines d'application :

Rééducation, Rhumatologie.

■ Indications :

Stabilisation lombaire, Hernie discale (Sciatalgie, Cruralgie).

■ Caractéristiques :

- Matériaux fins et souples pour un port prolongé agréable.
- Fixation optimale par micro-velcro® n'abîmant pas les vêtements.
- Système de rappel postural amovible et ajustable en hauteur.
- 2 hauteurs disponibles 21 et 26 cm pour une meilleure adaptation morphologique.
- Plastron abdominal de 13 cm pour plus de confort en position assise.
- 2 coloris disponibles : Gris et Noir.

TVA

5,50 %

LPPR

Hauteur 21 cm : 47.19 €
201E00.021
Hauteur 26 cm : 55.86 €
201E00.022



TOUR DE TAILLE

■ Tableau de taille :

Taille	Tour de taille	ACL 13	Référence
Hauteur 21 cm - Coloris Noir			
1	55 - 75 cm	34010.8178045.9	TR0210.211
2	75 - 90 cm	34010.8178111.1	TR0210.212
3	90 - 105 cm	34010.8178134.0	TR0210.213
4	105 - 125 cm	34010.8178140.1	TR0210.214
5	125 - 140 cm	34010.6018175.8	TR0210.215
Hauteur 21 cm - Coloris Gris			
1	55 - 75 cm	34015.8278999.9	TR0223.211
2	75 - 90 cm	34015.8279036.0	TR0223.212
3	90 - 105 cm	34015.8279013.1	TR0223.213
4	105 - 125 cm	34015.8279059.9	TR0223.214
5	125 - 140 cm	34010.6018174.1	TR0223.215
Hauteur 26 cm - Coloris Noir			
1	55 - 70 cm	34010.8178157.9	TR0210.261
2	70 - 85 cm	34010.8178163.0	TR0210.262
3	85 - 100 cm	34010.8178186.9	TR0210.263
4	100 - 120 cm	34010.8178192.0	TR0210.264
5	120 - 140 cm	34010.8178200.2	TR0210.265
Hauteur 26 cm - Coloris Gris			
1	55 - 70 cm	34015.8279007.0	TR0223.261





Taille	Tour de taille	ACL 13	Référence
2	70 - 85 cm	34015.8279065.0	TR0223.262
3	85 - 100 cm	34015.8279071.1	TR0223.263
4	100 - 120 cm	34015.8279042.1	TR0223.264
5	120 - 140 cm	34015.8279094.0	TR0223.265

TVA

LPPR

 **DISTRIBUTEUR FRANCE : SM EUROPE**
Z.A. La Herbetais - 35520 La Mézière (France)
Tél. : 02 99 66 41 41 - Fax : 02 99 66 41 31
smeurope@smeurope.fr - www.orliman.fr
Siret : 420574626 RCS Rennes

Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la directive 93-42-CE modifiée par la directive 2007-47-CE. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à un professionnel de santé. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Fabricant : Orliman S.LU. - Distributeur France : SM Europe. v.17/04/2020





ORLIMAN®

L'ÉVOLUTIVE

Rachis lombaire



■ Conseil de sécurité :

La conception et le développement du produit prennent en compte les exigences essentielles de la Directive 93/42 modifiée. SM Europe a réduit au maximum les risques d'allergies à travers le choix des matériaux sachant qu'une réaction allergique est un phénomène pathologique lié à une hypersensibilité à une substance habituellement sans danger pour la santé.

Prévention :

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée non protégée. Protéger toute partie du corps où un antalgique en crème ou en pommade a pu être appliqué avant la mise en place du produit. Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

Consignes :

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou des réactions inhabituelles.

Composition :

Matériau principal : 80% polyamide, 20% élasthanne.
Baleines métal : 100% acier traité polyamide blanc. Baleines plastique : 100% polycarbonate.

■ Mise en place :

Repérer le logo sur le devant de la ceinture pour la positionner dans le bon sens. Placer la ceinture au niveau du dos et la centrer par rapport à votre colonne vertébrale. Étirer puis plaquer la ceinture sur votre ventre en la maintenant avec votre main gauche afin de positionner le premier réglage auto-agrippant. Puis positionner la partie droite de la ceinture à l'aide de l'autre passe-main. Ajuster ensuite, selon la contention désirée, les deux sangles latérales de rappel postural en utilisant les passe-doigts de chaque côté. Les deux sangles latérales peuvent être ajustées en les resserrant lors d'efforts intenses puis être relâchées durant les tâches ou périodes où le dos est moins sollicité.

Entretien :

Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),
Rincer soigneusement.
Laisser sécher à l'air libre.
Ne pas mettre au sèche-linge.
Ne pas javelliser.
Ne pas utiliser de détergent.
Conserver le produit à température ambiante.



Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la directive 93-42-CE modifiée par la directive 2007-47-CE. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à un professionnel de santé. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Fabricant : Orliman S.LU. - Distributeur France : SM Europe. v.17/04/2020

