

# CORRECTEUR NOCTURNE

Correcteurs



- **Domaines d'application :**  
Rhumatologie, Rééducation, Post-opératoire.
  
- **Indications :**  
Traitement d'hallux-valgus, Thérapie conservatrice et post-opératoire.
  
- **Caractéristiques :**
  - Fabriqué en thermoplastique et velours à fermeture à micro-crochet.
  - Sangle de pression ajustable permettant un réglage de l'axe de correction.
  - Coussin amortisseur offrant un confort optimal.

TVA

5,50 %

LPPR

12.13 €  
2113174

POINTURE

- **Tableau de taille :**

Taille	Pointure	Code ACL	Référence
GAUCHE			
S	34-36	34010.6005001.6	CP6301.GA1
M	37-40	34010.6005002.3	CP6301.GA2
L	41-46	340106005000.9	CP6301.GA3
DROIT			
S	34-36	34010.6004997.3	CP06301.DR1
M	37-40	34010.6004995.9	CP06301.DR2
L	41-46	34010.6004998.0	CP06301.DR3

**DISTRIBUTEUR FRANCE : SM EUROPE**

Z.A. La Herbetais - 35520 La Mézière (France)  
Tél. : 02 99 66 41 41 - Fax : 02 99 66 41 31  
smeurope@smeurope.fr - [www.orliman.fr](http://www.orliman.fr)  
Siret : 420574626 RCS Rennes

# CORRECTEUR NOCTURNE

Correcteurs



## ■ Conseil de sécurité :

La conception et le développement du produit prennent en compte les exigences essentielles de la Directive 93/42 modifiée. SM Europe a réduit au maximum les risques d'allergies à travers le choix des matériaux sachant qu'une réaction allergique est un phénomène pathologique lié à une hypersensibilité à une substance habituellement sans danger pour la santé.

### Prévention :

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée non protégée. Protéger toute partie du corps où un antalgique en crème ou en pommade a pu être appliqué avant la mise en place du produit. Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

### Consignes :

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou des réactions inhabituelles.

## ■ Contre-indications :

Conduite déconseillée

## ■ Mise en place :

Placer le correcteur nocturne autour du gros orteil en positionnant le coussin amortisseur de manière à obtenir un confort optimal. Régler le maintien du premier métatarse grâce à la sangle de pression. Terminer la mise en place avec la sangle velcro® au niveau du médio-pied.

### Composition :

Structure plastique :  
thermoplastique, Pad : éthylène -  
acétate de vinyle 100% velours,  
Système de fermeture 100%  
polyamide.

### Entretien :

Nettoyage à la main et au savon  
(max. 30°C),  
Rincer soigneusement.  
Laisser sécher à l'air libre.  
Ne pas mettre au sèche-linge.  
Ne pas javelliser.  
Ne pas utiliser de détergent.  
Conserver le produit à  
température ambiante.

